



VisiAid

ÉCLAIRAGE MAINS-LIBRES

VISIAID ÉCLAIRAGE BASSE VISION

Éclairage Basse Vision



AVANTAGES

- Éclairage uniforme pour les observations gros plans
- Pas d'ombres
- Vue claire
- Pas d'émission de chaleur
- Simple d'utilisation

Découvrez l'avenir de l'assistance visuelle avec VisiAid, où la technologie de pointe rencontre l'ingénierie de précision pour offrir une amélioration exceptionnelle de la vision.

Notre système VisiAid est alimenté par nos fibres optiques nano-actives avancées qui fournissent une lumière d'une intensité, d'une uniformité et d'un confort sans précédent pour les activités de proximité. Grâce à la fibre optique nano-active, notre solution VisiAid émet une lumière de haute intensité, caractérisée par une efficacité lumineuse impressionnante, ce qui la rend idéale pour diverses tâches, notamment la lecture, les activités culinaires complexes et la navigation dans les allées d'un supermarché avec une clarté inégalée. Il en résulte une vision plus claire et un confort optimal pour une plus grande autonomie dans les activités quotidiennes.

Notre système VisiAid se fixe simplement sur vos lunettes existantes et le boîtier de commande alimenté par batterie se fixe à votre ceinture ou à votre pantalon pour une plus grande liberté de mouvement. VisiAid, votre solution puissante pour améliorer votre acuité visuelle.


UTILISATION SIMPLE



Clipsez facilement la monture à vos lunettes.



Fixez l'étui de contrôle à votre ceinture ou à votre pantalon.




Ajustez votre luminosité.

L.E.S.S. SA

Av. de Longemalle 13
CH-1020 Renens, Switzerland
Tel : +41 21 552 07 10
info@less-sa.com



DONNÉES TECHNIQUES



Nom	VisiAid
Référence	VA-HF
Température Colorimétrique	4500°K
Gamme	Éclairage Mains-Libres
Illumination (à 20cm)	>3'000 lx
Contrôle de la luminosité	Variable de 20 à 100%
Dimensions internes du cadre	5.5 cm x 4.5 cm
Taille de l'étui de contrôle	14 cm x 7.5 cm x 5 cm
Alimentation électrique	Alimentation par batterie
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 4 heures*
Longueur du câble	90 cm
Température ambiante de fonctionnement	0-40°C**
Batterie	Incluse

* Toutes les affirmations relatives à la batterie dépendent des réglages et des facteurs environnementaux ; les résultats réels peuvent varier.

** Conçu pour une utilisation intérieure.

ACCESSOIRES

- La batterie rechargeable de VisiAid offre quatre heures de luminosité ininterrompue et est interchangeable. Des batteries supplémentaires sont disponibles en tant qu'accessoires pour une utilisation prolongée.