

# VisiAid®

⊕ SEE BETTER

## INNOVATIVE BELEUCHTUNGSLÖSUNG FÜR DIE VERBESSERUNG DER SICHTLICHEN SCHÄRFE



Entdecken Sie VisiAid®, eine revolutionäre Beleuchtungslösung, die Sie bei Ihren täglichen Aktivitäten unterstützt. VisiAid® bietet eine gleichmäßige, gerichtete Beleuchtung und lässt sich nahtlos über jede Korrektionsbrille ziehen. So können Sie Ihre Lesegeschwindigkeit erhöhen, sicher kochen und Ihre Unabhängigkeit von Menschen mit Sehbehinderung im Alltag steigern.



### VERBESSERTE SEHSCHÄRFE

Erzielen Sie einen besseren Kontrast durch unser gleichmässiges, homogenes und schattenfreies Licht.



### VÖLLIGE FREIHEIT

Mehr Freiheit für Ihre Hände, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren.



### UNIVERSELLE ÜBERBRILLE

Schieben Sie die VisiAid® einfach über Ihre Korrekturbrille.

# TECHNISCHE DATEN

Name	VisiAid®
Referenz	VA-HF
Farbtemperatur	5400°K
Beleuchtung (bei 20 cm)	>3'000 lx
Helligkeitsregelung	Variabel von 20 bis 100%
Gewicht der Montur	50g
Kabellänge	100 cm
Umgebungstemperatur im Betrieb	0-40°C
Enthaltenes Netzteil	Fest installiert

# WÄHLEN SIE IHRE STROMVERSORGUNG

## 1 Tragbare Stromversorgung



Profitieren Sie von der besten Beleuchtung, ob unterwegs oder im Urlaub dank tragbarer Stromversorgung. Ausgestattet mit einer aufsteckbaren Hülle, erlaubt es Ihnen VisiAid®, überall mitzunehmen.

Akku	Inbegriffen
Autonomie*	Zwischen 1,5 und 6 Stunden, je nach Intensität
Maße	7,6 cm x 5,6 cm x 11,05 cm

*\*Die Akkudaten hängen von Einstellungen und Umweltfaktoren ab; die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.*

## 2 Fest Installierte Stromversorgung



Für eine stabile und lange Nutzung konzipiert. Ideale Lösung für die Einrichtung Ihres Büros oder Lesebereichs.

Maße	11,12 cm x 5,6 cm x 9,1 cm
------	----------------------------